

Navulcassettes voor Tommee Tippee Sangenic Twist & Click (XL) Luiерremmer 1x18 stuks



€ 82,60

Elke navulling bevat genoeg antibacteriële folie om tot 1 maand* luiers in te wikkelen, afhankelijk van de grootte en het aantal gebruikte luiers. De meerlaagse, antibacteriële Greenfilm™ is 100x effectiever dan luierszakken, omdat het beschermd is tegen Biomaster en 99% van de gevaarlijke kiemen zoals E-coli en Staphylococcus Aureus doodt. Bij contact voorkomt het dat eiwitten worden afgebroken door bacteriën, een proces dat verantwoordelijk is voor veel nare geurtjes. Om de impact op het milieu te beperken is de navulcassette gemaakt van 98% gerecycled en volledig recyclebaar plastic en is de meerlaagse, antibacteriële Greenfilm™ nu op biologische basis gemaakt van duurzaam geteeld suikerriet.

*Gebaseerd op het gebruik van maat 1 luiers (2-5kg).

- **Artikelcode:**5010415433909
- **Kleur:**grijs
- **Formaat (mm):** B 0 D 0 H 0



Meer informatie

Inhoud in liters	0
Model	BR 433909
Formaat (mm)	B 0 D 0 H 0
Diameter (mm)	Ø 0
Kleur	grijs

Land van oorsprong	GB
CBS goederencode	39232910
Minimale afname	1

Netto gewicht (kg)	0
Bruto gewicht (kg)	0

Verpakking

Diepte	0
Breedte	0
Hoogte	0
Diameter	0
Gewicht (kg)	0

Aantal

Per verpakking	0
Per omdoos	0
Per pallet	0
Per palletlaag	0
Lagen per pallet	0

Omschrijving

Elke navulling bevat genoeg antibacteriële folie om tot 1 maand* luiers in te wikkelen, afhankelijk van de grootte en het aantal gebruikte luiers. De meerlaagse, antibacteriële Greenfilm™ is 100x effectiever dan luierszakken, omdat het beschermd is tegen Biomaster en 99% van de gevaarlijke kiemen zoals E-coli en Staphylococcus Aureus doodt. Bij contact voorkomt het dat eiwitten worden afgebroken door bacteriën, een proces dat verantwoordelijk is voor veel nare geurtjes. Om de impact op het milieu te beperken is de navulcassette gemaakt van 98% gerecycled en volledig recyclebaar plastic en is de meerlaagse, antibacteriële Greenfilm™ nu op biologische basis gemaakt van duurzaam geteeld suikerriet. *Gebaseerd op het gebruik van maat 1 luiers (2-5kg).